

AED

服務專家

掌握搶救生命黃金五分鐘
營造令人『安心』的環境



即日起請記住這個標誌！這個標誌代表著一台救命的機器

What 1

何謂Automated External Defibrillator

自動體外心臟去顫器，俗稱『傻瓜電擊器』，是一部輕巧、可攜式、操作簡單的心臟去顫器，特別設計給非醫護人員使用於心臟驟停突發事件的急救上。


心臟驟停患者會在毫無預警下病發，接著心跳及呼吸停止、失去意識，故名思義心臟驟停發生在『任何時間、任何地點、任何人身上』，當該狀況發生時，心臟已無法搏出血液，此時腦細胞就會開始損傷，進而死亡，目前唯一有效的治療方法，就是電擊去顫。

Who 2

AED使用時機

確認或懷疑病患有以下狀況即可使用

1. 沒有意識
2. 沒有正常呼吸



當發生心臟驟停時，此時心臟屬於不規則的心律跳動，已無法正常搏出血液，必須立即去顫治療，而AED也只有在這兩種狀況下(VF & VT)機器會自動充電，並指示給予電擊。

心肺復甦術程序(叫叫CD)



D

聽從AED指示，進行急救

與患者保持距離！



AED簡單操作四步驟，人人都可以當救命英雄

- 1 打開電源
- 2 貼上電擊片
- 3 分析心律
此時不可以接觸或移動病人
- 4 電擊
若機器有指示需要電擊



- 註1 電擊貼片黏貼位置如有潮濕，必須擦乾，並緊貼於皮膚（如有外傷亦需避開）。
- 註2 緊急醫療救護法：救護人員以外之人使用AED救人免責（救護人員於非值勤期間，亦適用之）